ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 2.



ДЕТЕКТОР ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ. СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА.

<u>Цель работы</u>: экспериментальное изучение и расчеты характеристик самогасящего газоразрядного счетчика.

<u>Приборы и принадлежности:</u> блок газоразрядных счетчиков БГС-4, блок питания УИП-1, пересчетный прибор ПП-16, осциллограф С1-20, вольтметр постоянного тока В7-16, радиоактивный препарат $^{204}_{81}Tl$. Препарат с маркировкой «1», «2» и Со60

<u>Краткая теория:</u> Счетчик Гейгера-Мюллера относится к ионизационным детекторам, работающим в режиме самостоятельного газового разряда. Счетчики Гейгера-Мюллера применяются для регистрации заряженных частиц (особенно релятивистских, обладающих малой ионизирующей способностью), так и для регистрации не заряженных частиц - нейтронов и $^{\gamma}$ -квантов (по вторичным эффектам протонам отдачи, фото- или комптон электронам, электронно-позитронным парам). В качестве наполняющих газов в большинстве случаев используются благородные газы - $^{A}r, ^{N}e$, реже $^{H}_{2}, ^{N}_{2}$. Существуют счетчики Гейгера-Мюллера двух типов: несамогасящиеся и самогасящиеся. В несамогасящихся счетчиках для подавления вторичных эффектов на катоде применяют специальные схемы гашения или включение во внешнюю цепь резистора, и сопротивление которого очень велико (10^8 – 10^9 Ом). Однако, включение сопротивления значительно ухудшает разрешающую способность счетчика. В самогасящихся счетчиках к основному газу, заполняющему объем счетчика, добавляются специальные добавки, которые подавляют вторичные эффекты.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НЕСАМОГАСЯЩЕГОСЯ СЧЕТЧИКА ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА.

Несамогасящиеся счетчики заполняются инертным газом до давления 100-200 мм Hg столба. После прохождения через объем счетчика заряженной частицы электроны и ионы устремляются к соответствующим электродам. Электрон, попадая вблизи анода в электрическое поле большой напряженности, вызывает электронно-фотонную лавину. Фотоны вырывают из катода новые электроны (фотоэффект), которые под действием электрического поля устремляются к нити и снова образуют электронно-фотонную лавину. Этот процесс повторяется многократно, в результате чего объем счетчика охватывается коронным разрядом. Минимальная разность потенциалов между электродами, при которой возможна вспышка коронного разряда, называется "потенциалом зажигания" счетчика $\,U_{\,_{
m 3аж}}$. Еслектроны собираясь около нити образуют пространственный положительный заряд. Он гасит развитие коронного заряда. Ионы в свою очередь подходят к катоду и нейтрализуются на нем, но могут вырвать с поверхности катода електрон. Если к этому времени потенциал между катодом и анодом будет = Uзаж, то этот електрон опять направиться к аноду и сможет вызвать електронно фотонную лавину. Таким оразом прои прохождении всего одной частицы в счетчики может возникнуть «очередь» импульсов. Чтобы это произошло, можно воспользоваться либо схемой гашения, поддерживающей разность потенциалов между электродами меньше величины $U_{\mbox{\tiny заж}}$ до тех пор, пока все положительные ионы не нейтрализуются на катоде, либо включить в цепь счетчика резистор с большим R , которое будет препятствовать быстрому восстановлению U на электродах счетчика. Обусловленная этим процессом длительность электрического импульса должна быть много больше времени собирания положительных ионов (au_{co6} ионов 10⁻⁴ с). Длительность импульса и, следовательно, разрешающее время несамогасящегося счетчика оказывается очень большим $(10^{-3} - 10^{-2} \, c)$.

Разрешающая способность N_p счетчика определяется временем длительности импульса au , называемым мертвым временем

$$N_p = \frac{1}{\tau} \tag{2.1}$$

Чем меньше мертвое время, тем больше число ионизирующих частиц может зарегистрировать счетчик за единицу времени.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ САМОГАСЯЩЕГОСЯ СЧЕТЧИКА ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА.

Самогасящиеся счетчики наполняются смесью газов, состоящей из 90% "основного" газа (Ar или Ne) и 10% паров примесного газа. В качестве примесного газа используются различные многоатомные пары органических веществ: пары спирта, этилена, метилена и др. Молекулы газов-наполнителей имеют более низкие потенциалы ионизации по сравнению с атомами основного наполнителя (энергия ионизации Ar 15.7 эВ, а паров спирта 11.3 эВ).

Наличие примесного газа существенно изменяет характер процессов в объеме счетчика. Прежде всего молекулы примеси, потенциал которых меньше, чем потенциал возбуждения молекул основного газа, интенсивно захватывают фотоны, образующиеся в электронно-фотонных лавинах. Вследствие чего фотоэффект происходит не на катоде, а на молекулах примесного газа. Это приводит к тому, что разряд распространяется от места образования первичных лавин вдоль нити счетчика.

Несмотря на существенное различие в протекании активной стадии разряда, она заканчивается точно также как в несамогасящихся счетчиках образованием положительного пространственного заряда вблизи нити. Пространственный заряд приводит к затуханию электронно-фотонных лавин. Как в несамогасящихся счетчиках, положительные ионы под действием поля перемещаются к катоду. Однако по пути к катоду ионы основного газа испытывают большое число соударений с молекулами о р г а н и ч е с к о й компоненты. А так как потенциал ионизации молекул основного газа выше, чем потенциал ионизации органических паров, то ионы аргона с большей вероятностью нейтрализуются на молекулах органических газов, переводя их из возбужденных состояний в основное.


В результате на катод счетчика поступают не ионы инертных газов, а ионы органических молекул, обладающие меньшей энергией. При подходе к поверхности катода ионы органических молекул (например, спирт) нейтрализуются. Остаток энергии возбужденная нейтральная молекула спирта расходует, распадаясь на составные части. Молекула спирта может распасться на молекулы ацетилена, метана, кислорода и др. В счетчике средних геометрических размеров имеется около 10^{20} молекул спирта. Так как при каждом разряде в таком счетчике диссоциирует $\approx 10^{10}$ ионов спирта, то через 10^{10} импульсов все молекулы распадутся. Это приводит к старению счетчика, которое замечается по изменению его характеристик: увеличению наклона плато, увеличению потенциала зажигания разряда и др. Самогасящийся счетчик с органическими примесными газами имеет ограниченный срок службы, определяемый числом импульсов зарегистрированных счетчиком. Это является недостатком таких самогасящихся счетчиков по сравнению с несамогасящимися.

От этого недостатка свободны г а л о г е н н ы е счетчики, в которых к благородному газу добавляется, как указывалось выше, небольшое количество Cl_2 или Br_2 (обычно 0.1%).

Галогенные счетчики имеют преимущество перед счетчиками с органическими носителями. Во-первых, двухатомные молекулы галогенов восстанавливаются после диссоциации, что удлиняет срок службы счетчика. Вовторых, галогенные счетчики имеют низкое рабочее напряжение (\approx 300B). Например, неоновый счетчик с примесью 0.1% Ar или 0.1% галогена имеет такое рабочее напряжение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЕТЧИКА.

1) Счетная характеристика счетчика.- диапазон напряжений в счетчике, при которых счетчик зафиксирует каждую частицу, образовавшую хотя бы 1 па



зафиксирует каждую частицу, образовавшую хотя бы ${\bf 1}$ пару ионов.

2) Другой важной характеристикой детектора является его эффективность. Если частицы на своем пути в газовом объеме в среднем создают N пар ионов, то имеется вероятность e^{-N} , что не будет образована ни одна пара ионов на этом пути. Следовательно, эффективность счетчика будет


 $\eta = 1 - e^{-N} = 1 - e^{-\nu_0 l p}$, ν_0 - первичная удельная ионизация, производимая частицей на пути в 1 см при нормальном давлении, l - путь частицы в см; p - давление газа в рабочем объеме счетчика в Паскалях.

Частицы, попавшие в счетчик в начальной стадии развития разряда, вообще не регистрируются. Этот интервал носит название - мертвое время счетчика au. Промежуток времени, необходимый для полного восстановления величины импульса после окончания мертвого времени, называется временем восстановления t_0 . Мертвое время определяет минимальный промежуток времени, которым должны быть разделены пролеты ядерных частиц через счетчик для того чтобы они были зарегистрированы отдельно. Наблюдаемая u и истинная u0 скорости счета связаны соотношением:

$$v_0 = \frac{v}{1 - v \cdot \tau}$$

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ





U,mv	N	
280	0	
300	384	
320	416	
340	425	
360	423	
380	413	
400	411	
420	419	
440	480	

2) Измерить мертвое время счетчика.

образцы	Время счета	Количество зарегистрированных частиц	Скорость счета, част/с
«2»	100 сек. = t	15253 = v1	152,53 = V_{02}
«1» + «2»		19545 = v12	135,45 = $\nu_{01,2}$
«1»		5200 = v2	52 = V_{01}
ФОН		391	3,9

 \mathcal{V}_{01} -- скорость счета при облучении первым препаратом

 $\mathcal{V}_{02}\,$ -- скорость счета при облучении вторым препаратом

 $u_{01,2} =
u_{01} +
u_{02}$ -- скорость счета при облучении двумя препаратами

V1 = v01*t, v2 = vo2*t, v12 = v1+v2


Измерение фона после експеримента отличаетса от рабочего количества частич/с не более чем на 10% => внешние условия не изменились, експеримент можно считать достоверным.

Условие $V_1 + V_2 > V_{12}$ выполняется: 152+52 > 135

$$au pprox rac{v_1 + v_2 - v_{12}}{2v_1v_2} = (15253 + 5200 - 19545)/(2*15253*5200) = 5.72e-6 ~ 6мсек$$

Максимальное время счета ~174704 штук в секунду

3) Измерение количества частиц от расположения препарата относительно центра счетчика. Препарат Соб0



Смещение относительно центра, см	Время счета, сек	Количество частиц	Скорость счета
0		935	9,35
2	100	989	9,89
4		926	9,26
6		810	8,10
8		621	6,21

- 4) добавление аллюминиевого кольца уменьшает число частиц за 100 секунд с 989 до 741
- 5) телефон SiemensC75 при принятии вызова с телефона Q-tek i-mate через канал компании СМАРТС-ярославль: 631шт/сек

Выводы:

Изучили несамогасящий счетчик Гейгера-Мюллера.

Рассчитали его основный параметры: Изаж, Мертвое время, Максимальное время счета

Сняли его счетную характеристику. Счетчик, наверно, хороший. 2007(с)regruppa.ru